

**ONE AID** *protect* 





INNOBIZ

ISO 9001

ISO 13485

중소기업인증

클린사업장

특허

기술평가우수기업

이노비즈



# BK MEDICARE

## 본사 Head Office

경상남도 양산시 용당산단1길 6  
TEL : +82 55 388 5838 FAX : +82 55 388 1889  
6, Yongdangsandan 1-gil, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea

## 해외지사 Overseas Branch

키르기스스탄 - 1/6, Lermontov St, Bishkek city, Kyrgyzstan  
TEL : +996 312 889899  
우즈베키스탄 - 4, Rakat street, Yakkasaroy district, Tashkent city, Republic of Uzbekistan  
TEL : +998 712 541361

www.bkmedicare.com



# Since 1988~

## 진일보된 운드케어를 위한 30년 열정과 노력

- 1988** 부건하이테크 설립- 산업 자동화 기계, 항공기 부품, JIG & FIXTURE 생산  
거래처 : 대한항공, 아시아나항공, 삼성항공, 강원산업
- 1989** 스텝타입 일회용밴드 제조기 개발
- 1997** 로타리타입 일회용밴드 제조기 개발
- 2001** 로타리타입 상처드레싱 제조기 개발
- 2003** 하이드로밴드 제조기 개발
- 2005** 로타리타입 성형부 위치 제어장치 및 Change Gear Box 특허
- 2007** 핫멜트 코팅기, 반창고 자동 재단기, 초음파천공기 생산
- 2008** 하이드로 포밍밴드 제조기 개발
- 2010** 스텝타입 상처드레싱 제조기 개발
- 2013** 부건하이테크에서 부건오토시스로 사명 변경  
췌비케이메디케어 설립  
얇은 두께의 가장자리를 갖는 드레싱제의 제조방법 및 제조장치 특허  
3M 넥스케어 블레미쉬 클리어커버 생산 공급
- 2014** 본사확장이전 - 경남 양산시 소주공단 6길  
Kimes 전시회 참가  
일동제약 - 메디터치밴드, 드레싱 생산공급  
3M - 넥스케어 방수밴드, 탄력밴드 생산공급  
자사브랜드 "원에이드" 출시  
혈액수혈연구원 제품 생산공급
- 2015** ISO 9001, 13485 획득  
Kimes 전시회 참가  
3M - 넥스케어 하이드로케어, 이코노미밴드 생산공급  
공산품 - 스타킹시트, 니플패치, 풋밴드 출시
- 2016** 뽀로로밴드(중국 수출용) 생산공급  
국방부 - 군용패드 생산공급  
경동제약 - 애니아쿠아밴드 생산공급
- 2017** 우즈베키스탄 밴드제조기 및 원단부자재 수출
- 2018** 제2공장 설립 - 경남 양산시 신명동 1길 37  
키르키스탄 지사 설립 / 키르키스탄 정부와 기업 MOU 체결  
양산시 "일자리 창출 우수기업 선정"  
제네웰 - 위수탁계약 체결
- 2019** 본사 확장이전 - 경남 양산시 용당산단1길 6  
창상피복제 전문 브랜드 '써지폼' 출시  
수출 브랜드 '닥터스밴드' 출시  
우즈베키스탄 지사 설립 / 우즈베키스탄 정부와 기업 MOU 체결  
제네웰 - 울트라썬 스팟, 드레싱 생산공급



# OneAid Wound Dressing 원에이드 운드드레싱



- 다양한 크기로 구성되어 있어 환부의 크기에 따라 큰 상처부터 가벼운 외상까지 모두 사용 가능합니다.
- 부드럽고 통기성이 뛰어난 부직포 원단에 저자극성 아크릴 점착제를 사용하여 피부 자극을 줄였습니다.
- 9x20cm 이상의 사이즈가 큰 드레싱은 양쪽에 이형지를 추가하여 기존 제품에 비해 부착이 편리합니다.
- 거즈에 Poly-net으로 표면 처리하여 상처에 잘 달라붙지 않습니다.




- EFFECT** 가벼운 외상, 수술 후 상처부위의 보호
- HOW TO USE** 환부에 1일 1회 내지 수회 1매씩 갈아 붙인다.
- 보험코드** BM5003YS(비급여)

Item	Insurance code	Dressing Size / Pad size	Case / Carton Packing	Reorder
운드드레싱 Wound Dressing	BM5003YS (비급여)	☐ 4.5 x 5.5cm / 2 x 3cm	50pcs / 40case	DW4555
		☐ 6 x 7cm / 3 x 4cm	50pcs / 40case	DW6070
		☐ 7 x 9cm / 3.5 x 5cm	50pcs / 40case	DW7090
		☐ 9 x 10cm / 5 x 6cm	50pcs / 40case	DW9010
		☐ 9 x 15cm / 5 x 10cm	30pcs / 30case	DW9015
		☐ 9 x 20cm / 5 x 15cm	30pcs / 30case	DW9020
		☐ 9 x 25cm / 5 x 20cm	30pcs / 15case	DW9025
		☐ 9 x 30cm / 5 x 25cm	30pcs / 15case	DW9030

# OneAid Clear Dressing 원에이드 클리어드레싱



- 피부 굴곡에 따라 유연하게 밀착되며 샤워 시에도 사용 할 수 있는 방수형 드레싱입니다.
- 폴리우레탄 필름이 물을 차단하고 공기와 수분은 발산시켜 2차 감염을 예방합니다.
- 9 x 20cm 이상의 사이즈가 큰 드레싱은 양쪽에 이형지를 추가하여 기존 제품에 비해 부착이 편리합니다.
- 거즈에 Poly-net으로 표면 처리하여 상처에 잘 달라붙지 않습니다.




<b>EFFECT</b>	가벼운 외상, 수술 후 상처부위의 보호
<b>HOW TO USE</b>	환부에 1일 1회 내지 수회 1매씩 갈아 붙인다.
<b>보험코드</b>	BM5005YS(비급여)

Item	Insurance code	Dressing Size / Pad size	Case / Carton Packing	Reorder
클리어드레싱 Clear Dressing	BM5005YS (비급여)	☐ 4,5 x 5,5cm / 2 x 3cm	50pcs / 40case	DP4555
		☐ 6 x 7cm / 3 x 4cm	50pcs / 40case	DP6070
		☐ 9 x 10cm / 5 x 6cm	50pcs / 40case	DP9010
		☐ 9 x 15cm / 5 x 10cm	30pcs / 30case	DP9015
		☐ 9 x 20cm / 5 x 15cm	30pcs / 30case	DP9020
		☐ 9 x 25cm / 5 x 20cm	30pcs / 15case	DP9025
		☐ 9 x 30cm / 5 x 25cm	30pcs / 15case	DP9030

# OneAid Fix Roll 원에이드 픽스롤



- 롤형태의 부직포 테이프로 필요한 만큼 잘라 쓸 수 있어 경제적입니다.
- 점착력이 없는 1차 드레싱의 고정 및 의료 기구의 인체 부착을 위해 사용합니다.
- 이형지에 격자선을 넣어 원하는 만큼 정확하게 잘라 쓸 수 있습니다.



**EFFECT** 붕대, 거즈, 카테터등의 고정

**HOW TO USE** 환부의 크기에 따라 적당한 크기로 잘라 붙인다.

**보험코드** BM5101YS(비급여)

Item	Insurance code	Size	Case / Carton Packing	Reorder
픽스롤 Fix Roll	BM5101YS (비급여)	5cm x 10m	1Roll / 84case	RW5010
		7.5cm x 10m	1Roll / 60case	RW7510
		10cm x 10m	1Roll / 45case	RW1010
		15cm x 10m	1Roll / -	RW1510
		20cm x 10m	1Roll / -	RW2010

# OneAid Clear Fix Roll 원에이드 클리어 픽스롤



- 롤형태의 PU 테이프로 필요한 만큼 잘라 쓸 수 있어 경제적입니다.
- 점착력이 있는 1차 드레싱의 고정 및 의료 기구의 인체 부착을 위해 사용합니다.
- 폴리우레탄 필름이 공기와 수분을 발산하며, 물을 차단하는 방수형 필름입니다.



**EFFECT** 붕대, 거즈, 카테터등의 고정

**HOW TO USE** 환부의 크기에 따라 적당한 크기로 잘라 붙인다.


**보험코드** BM5102YS(비급여)

Item	Insurance code	Size	Case / Carton Packing	Reorder
클리어 픽스롤 Clear Fix Roll	BM5102YS (비급여)	5cm x 4m	1Roll / 84case	RP5010
		10cm x 4m	1Roll / 60case	RP7510

# OneAid Cut Fix 원에이드 컷픽스



- 응급 상황 및 드레싱 처치 시 잘라낼 필요 없이 빠르고 간편하게 사용할 수 있어 편리합니다.
- 점착력이 없는 1차 드레싱의 고정 및 의료기구의 인체부착에 사용합니다.
- 부드럽고 통기성이 뛰어난 부직포 재질입니다.



**EFFECT** 붕대, 거즈, 카테터등의 고정

**HOW TO USE** 환부에 1일 1회 내지 수회 1매씩 갈아 붙인다.

**보험코드** BM5103YS(비급여)


Item	Insurance code	Size	Case / Carton Packing	Reorder
컷픽스 Cut-Fix	BM5103YS (비급여)	5 x 5cm	100pcs / 84case	CW5050
		5 x 10cm	100pcs / 45case	CW5010

# OneAid Flex Bandage 원에이드 플렉스밴드



- 우레탄원단의 신축력과 원상복원력으로 환자의 정맥을 압박하여 지혈에 도움을 줍니다.
- 채혈, 정맥주사등으로 발생한 출혈을 다량 흡수 할 수 있는 특수 거즈를 사용하였습니다.
- 멸균포장된 제품이므로 사용직전에 개봉합니다.

\*본 제품은 주사 처치 후 혈관을 압박하는 용도로 사용하는 제품입니다.  
장시간 부착하지 마시고 30분 이내에 제거해 주십시오.



**EFFECT** 상처부위, 환부등의보호


**HOW TO USE** 환부에 1일 1회 내지 수회 1매씩 갈아 붙인다.

**보험코드** BM5001YS(비급여)

Item	Insurance code	Dressing Size / Pad size	Case / Carton Packing	Reorder
플렉스밴드 Flex Bandage	BM5001YS (비급여)	40 x 75mm / 16 x 20mm(5T)	50pcs / 24case	BP4075
		50 x 100mm / 18 x 25mm(10T)	25pcs / 12case	BP5010



# OneAid Injection Bandage 원에이드 주사용밴드




일반형 주사용밴드 Ø25 , 35mm

주니어 주사용밴드

- 주사 처치 후 피가 멈출 때 까지 알콜솜으로 누르고 있어야 하는 불편함을 해결해줍니다.
- 롤타입으로 사용하기 편리하며 특허 등록된 이형지가 밴드를 손쉽게 떼어내고 붙일 수 있도록 도와줍니다.
- 폴리에틸렌망 처리가 되어있어 떼어낼 때 거즈가 상처에 달라 붙지 않아 아프지 않습니다.



\*장시간 부착하지 마시고 30분 이내에 제거해 주십시오.



**EFFECT** 상처부위, 환부등의보호

**HOW TO USE** 환부에 1일 1회 내지 수회 1매씩 갈아 붙인다.


**보험코드** 행위 처치료 포함 제품

Item	Insurance code	Size	Case / Carton Packing	Reorder
주사용밴드	행위 처치료 포함 제품	Ø25mm	100pcs / 200case	BP100-1
		Ø35mm	70pcs / 110case	BP070-1
주니어 주사용밴드	행위 처치료 포함 제품	Ø25mm	100pcs / 200case	-

# OneAid Wound I.V 원에이드 운드 아이브이



- 카테터 및 의료기기 고정용으로 사용합니다.
- 부드럽고 통기성이 뛰어난 부직포 원단입니다.
- 저자극성 아크릴점착제를 사용하여 피부 자극을 줄였습니다.



**EFFECT** 상처부위, 환부등의 보호

**HOW TO USE** 환부에 1일 1회 내지 수회 1매씩 갈아 붙인다.


**보험코드** BM5003YS(비급여)

Item	Insurance code	Size	Case / Carton Packing	Reorder
운드 아이브이 Wound I.V	BM5003YS (비급여)	60 x 80mm	50pcs / 28case	DW6080-2

# OneAid Clear I.V<sup>α</sup> 원에이드 클리어 아이브이 알파



- 카테터 및 의료기기 고정용으로 사용합니다.
- 내부 관찰이 가능한 투명한 드레싱으로 주사부위의 모니터링이 가능합니다.
- 폴리우레탄 필름을 사용하여 공기와 수분을 발산하는 제품입니다.
- 피부 굴곡에 따라 유연하게 밀착되어 샤워가 가능한 방수형 드레싱입니다.




**EFFECT** 봉대, 거즈, 카테터 등의 고정

**HOW TO USE** 환부에 1일 1회 내지 수회 1매씩 갈아 붙인다.


**보험코드** BM5102YS(비급여)

Item	Insurance code	Size	Case / Carton Packing	Reorder
클리어 아이브이 알파 Clear I.V Alpha	BM5102YS (비급여)	60x80mm	50pcs / 40case	IP6080-2

# OneAid Clear Film 원에이드 클리어필름




- 개별 포장법으로 멸균 처리되어 있습니다.
- 상처 및 카테터 적용 부위 고정 등 여러가지 용도로 사용 가능합니다.
- 폴리우레탄 필름이 물을 차단하고 공기와 수분은 발산시켜 2차 감염을 예방하는 방수형 필름 입니다.
- 투명한 필름 타입으로 상처부위의 모니터링이 가능합니다.



- EFFECT** 붕대, 거즈, 카테터 등의 고정
- HOW TO USE** 환부에 1일 1회 내지 수회 1매씩 갈아 붙인다.
- 보험코드** BM5102YS(비급여)


Item	Insurance code	Size	Case / Carton Packing	Reorder
클리어필름 Clear Film	BM5102YS (비급여)	6 x 7cm	100pcs / 4case	FP6070
		10 x 12cm	50pcs / 4case	FP1012

# OneAid Bandage 원에이드 밴드



## 민감한 피부에도 편안한 저자극

- 부드러운 PVC원단을 사용하여 착용감이 우수합니다.
- 저자극 점착제를 사용하여 민감한 피부에도 안전합니다.
- 흡수력이 우수한 패드에 살균소독제가 함유되어 있습니다.
- 폴리에틸렌망 처리가 되어 있어 떼어 낼때 피부손상이 없고, 상처에 달라 붙지 않아 아프지 않습니다.



**EFFECT** 상처부위, 환부등의 보호

**HOW TO USE** 환부에 1일 1회 내지 수회 1매씩 갈아 붙인다.

Item	Insurance code	Size	Case / Carton Packing	Reorder
원에이드밴드 Bandage	-	19X72mm	10pcs / -	BP010
	-	19X72mm	100pcs / -	BP100
	-	19X72mm	1000pcs / -	BP1000
	-	25X25mm	10pcs / 20case	BP020A